

## FICHE TECHNIQUE - BLOUSE VISITEUR A USAGE UNIQUE



### **SPECIFICITES:**

PRODUIT : Blouse visiteur à usage unique

MATIERE : 100% PP 25-28 GSM

SPEC. RODUIT : Poignets avec large bande blanche élastique

COULEUR : Bleu / Blanc / Vert / Jaune

TAILLE : 90% = 130 cm -- 10% = 110 cm

### **COLISAGE :**

PACKING : 10 pcs / polybag -- 10 polybags / CTN

QUANTITE / CARTON : 100 pcs / CTN

DIMENSIONS CARTON : 60\*40\*40 CM

POIDS BRUT CARTON : 13 Kg