

## FICHE TECHNIQUE - BLOUSE MEDICALE STERILE A USAGE UNIQUE



Produit stérilisé avec de l'oxyde d'éthylène pièce par pièce puis emballé sous vide.  
Chaque blouse a un emballage individuel.

### **SPECIFICITES:**

PRODUIT : Blouse médicale stérile

MATIERE : 100% PP / PE 60 GSM

SPEC. RODUIT : Fermeture dorsale velcro + lien à la taille dos

Poignets : grande bande blanche élastiquée

COULEUR : Bleu / jaune

TAILLE : 90% = 130 cm -- 10% = 110 cm

### **COLISAGE :**

PACKING : Chaque pièce dans un emballage ind. -- 10 pcs / polybags

QUANTITE / CARTON : 100 Pcs / CTN

DIMENSIONS CARTON : 60\*42\*48 CM

POIDS BRUT CARTON : 14.7 KG