

FICHE TECHNIQUE - MASQUE CHIRURGICAL 3 PLIS A USAGE UNIQUE



SPECIFICITES:

PRODUIT : Masque chirurgical 3 plis à usage unique non stérile

DIMENSIONS : 17.5 * 9.5 cm

MATIERE : PP non tissé / microfibre polymère haute densité / PP non tissé

CERTIFICATIONS : EN 14683

CE

COLISAGE :

QUANTITE PAR CARTON : 2000 pcs / carton -- 50 pcs / polybag

DIMENSIONS CARTON : 51*41*39 CM

POIDS BRUT CARTONS : 9 KG