

FICHE TECHNIQUE - GANTS D'EXAMINATION
VINYLE NON POUDRÉS (1/2)



SPECIFICITES:

PRODUIT : Gants d'examination vinyle non poudrés

TAILLES : S/M/L/XL

COMPOSITION : Vinyle

CERTIFICATIONS : EN 420

EN 374

CE

PACKING DETAILS :


QUANTITE PAR CARTON : 1000pcs / carton -- 100 Pcs / color box

DIMENSIONS CARTON : 32*26*27 cm

POIDS BRUT CARTON : 5.5 Kg

QTE / CONTAINER 40 HQ : 2 863 000 pcs

FICHE TECHNIQUE - GANTS D'EXAMINATION VINYLE NON POUDRES (2/2)



Taille	Long. gants (mm)	Larg. Paume (mm)	Ep. générale	Ep. côté main	Ep. bout de doigt
XS	230 ± 10	75 ± 3	0.04 ± 0.01	0.09 ± 0.01	0.11 ± 0.03
S	230 ± 10	85 ± 3	0.04 ± 0.01	0.09 ± 0.01	0.11 ± 0.03
M	240 ± 10	95 ± 3	0.04 ± 0.01	0.09 ± 0.01	0.11 ± 0.03
L	240 ± 10	105 ± 3	0.04 ± 0.01	0.09 ± 0.01	0.11 ± 0.03
XL	245 ± 10	115 ± 3	0.04 ± 0.01	0.09 ± 0.01	0.11 ± 0.03
XXL	245 ± 10	120 ± 3	0.04 ± 0.01	0.09 ± 0.01	0.11 ± 0.03